

# Krótką instrukcja obsługi

## Wskazania robocze

Wyświetlanie trybów pracy,  
ostrzeżeń, błędów

## Interfejs podczzerwieni

## Program normalny


Mycie i dezynfekcja  
zabrudzonych pojemników  
pielęgnacyjnych.

## Płukanie krawędzi

(oddzielnego zlewu)  
Opcja Płukanie komory  
mycia

## Wyświetlany symbol

W przypadku ostrzeżeń lub  
błędów powiadomić Zespół  
Techniczny.  
Przycisk zatwierdzenia  
kasuje błąd  
wyłącza sygnał



## Program intensywny

Mycie i dezynfekcja silnie  
zabrudzonych pojemników  
pielęgnacyjnych.

## Program krótki

Mycie i dezynfekcja  
zabrudzonych pojemników  
pielęgnacyjnych.  
(Np. kaczek)

## Pole kursora

Przyciski ▲ ▼ do  
ustawiania liczby cykli  
programu,  
Przyciski ◀ ▶ patrz  
szczegółowa instrukcja  
obsługi

