

## Opis techniczny

# DOYEN R 100

**Środek myjący do stosowania w myjniach dezynfektorach (do basenów i kaczek szpitalnych)**

### Opis produktu:

- gwarantuje skuteczne mycie z optymalną ochroną naczyń
- bardzo wydajny
- nadaje się szczególnie do urządzeń dezynfekujących i czyszczących z dezynfekcją termiczną.
- skuteczny przy wszystkich stopniach twardości wody.

### Dozowanie / stosowanie:

5,0 ml – 10,0 ml / cykl mycia

Dozowanie automatyczne

Zastosowanie zgodne z zaleceniami producenta myjni dezynfektorów

### Aspekty środowiskowe:

- spełnia zalecenia Zarządzenia Unii Europejskiej o detergentach 648/2004/EG oraz ustawy o środkach myjąco-czyszczących (WRMG).
- nie zawiera fosforanów i fosfonianów.

### Dane techniczne:

Kolor:	Brązowawa ciecz
Gęstość:	1,1 g/ml
Zdolność magazynowania:	4 lata
Warunki magazynowania:	nie dopuszczać do przemarzania
Składniki:	5-15% Trisodowy nitrilo octan polikarboksylany < 5% niejonicznych środków powierzchniowo czynnych,



### Wskazówki dot. zagrożenia / bezpieczeństwa:

Symbol zagrożenia: Xn substancja szkodliwa

Zwroty R:

R36/38: działa drażniąco na oczy i skórę.

R 40 : ograniczone dowody działania rakotwórczego

Zwroty S:

S26: w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską.

S37: nosić odpowiednie rękawice ochronne.

### Jednostki sprzedażowe:

Numer artykułu	Jednostka sprzedażowa	Pojemnik
001485	5 l	Kanister
005536	120 kg	Beczka